


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Slc5A7 Para Wb, If-P, Elisa - Q9Gzv3

Número do item: CM0028400



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o transportador de colina de alta afinidade SLC5A7 (CHT1) validado para WB, IF-P, ELISA. Adequado para amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa em neurônios colinérgicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC5A7 Rabbit pAb
Observações/Alias	CHT; CHT1; CMS20; HMN7A; DHMNP; SLC5A7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	60482
GeneID	60482
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 503-580 da SLC5A7 humana (NP_068587.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9GZV3
Peso da Proteína	63kDa
Transporte	Bolsa de gelo