

Anti-Slc5A9 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q2M3M2

Número do item: CM0023368

introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-SLC5A9 validado para WB e ELISA. Reage com SLC5A9/SGLT4 humano e de camundongo (74 kDa), um cotransportador de sódio/glicose envolvido no transporte de manose. Adequado para pesquisa de transporte de íons e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC5A9 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SGLT4; SLC5A9
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	200010
GeneID	200010
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 230-320 do SLC5A9 humano (NP_001011547.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q2M3M2
Peso da Proteína	74kDa
Envio	Saco com gelo