


Anticorpo Policlonais Anti-Slc6A1 Para Wb, Elisa - P30531

Número do item: CM0018037



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SLC6A1 humano (GAT1), desenvolvido contra um peptídeo sintético nos aminoácidos 500-599. Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em neurociência e transportadores de GABA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC6A1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MAE; GAT1; GABATR; hGAT-1; GABATHG; SLC6A1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6529
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 500-599 de SLC6A1 humano (NP_003033.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P30531
Peso da Proteína	67kDa
Envio	Embolsa de gelo