

Anticorpo Policlonal Anti-Slc6A14 Para Wb, Elisa - Q9Un76

Número do item: CM0015329

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SLC6A14 humano, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. O alvo é um transportador de aminoácidos neutros e básicos dependente de sódio e cloreto B(0+).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC6A14 pAb de Coelho
Observações/Apelido	BMIQ11; SLC6A14
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	11254
ID do Gene	11254
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 131-234 do SLC6A14 humano (NP_009162.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UN76
Peso Proteico	72kDa
Envio	Saco de gelo