

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Slc6A2 (Transportador De Norepinefrina) Para Wb E Elisa - P23975

Número do item: CM0012951



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SLC6A2 humano (Transportador de norepinefrina, NET) validado para Western blotting e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Imunógeno recombinante. Adequado para pesquisa em neurociência e estudos de transportadores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC6A2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	NET; NAT1; NET1; SLC6A5; SLC6A2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6530
ID do Gene	6530
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-235 do SLC6A2 humano (NP_478066.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23975
Peso Proteico	69kDa
Remessa	Em bolsa de gelo