

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Slc6A2 Para Wb, Elisa - P23975

Número do item: CM0006615



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade direcionado ao SLC6A2 humano (NET, transportador de norepinefrina) validado para aplicações em WB e ELISA. Ideal para estudos de recaptação de neurotransmissores e pesquisa do sistema nervoso simpático.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhes
Nome do Produto	mAb anti-SLC6A2 de Coelho
Observações/Apelidos	NET; NAT1; NET1; SLC6A5; SLC6A2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6530
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-70 da SLC6A2 humana (NP_001034.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P23975
Peso da Proteína	69kDa
Envio	Bolsa de gelo