

Anticorpo Policlonal Anti-Slc6A5 (Glyt2) Para Wb E Elisa - Q9Y345

Número do item: CM0012891

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o transportador de glicina 2 SLC6A5 humano. Validado para Western blotting e ELISA, detecta GlyT2 endógeno em amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas em neurociência e transportadores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC6A5 Rabbit pAb
Observações/Apelido	NET1, GLYT2, HKPX3, GLYT-2, SLC6A5
Espécie Alvo	Humano
GeneID	9152 (Humano)
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo aminoácidos 1-200 do SLC6A5 humano (NP_004202.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y345
Peso Proteico	87 kDa
Envio	Saco de gelo