


Anticorpo Policlonico Anti-Slc6A6 Para Wb E Elisa - P31641

Número do item: CM0013928



introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra SLC6A6 humana (transportador de taurina, TauT). Validado para Western blot (WB) e ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de transporte de taurina, mecanismos antienvhecimento e função mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC6A6 Rabbit pAb
Observações/Alias	TAUT; HTRDC; SLC6A6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6533
ID do Gene	6533
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 250-320 de SLC6A6 humana (NP_001127839.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P31641
Peso Proteico	70kDa
Transporte	Bolsa de gelo