

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Slc6A8 Para Wb E Elisa - P48029

Número do item: CM0022954



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o SLC6A8 humano (transportador de creatina), adequado para WB e ELISA; reage de forma cruzada com camundongo. Apoia pesquisas sobre o transporte de creatina no cérebro e nos músculos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC6A8 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CRT; CT1; CRT1; CRTR; CTR5; CCDS1; CRT-1; SLC6A8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6535
GeneID	6535
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 539-635 do SLC6A8 humano (NP_005620.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P48029
Peso Proteico	71kDa
Envio	Saco de gelo