

Anticorpo Policlonais Anti-Slc6A9 Para Wb E Elisa - P48067

Número do item: CM0019464



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao transportador de glicina SLC6A9 humano (GLYT1). Adequado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Peso molecular previsto: 78 kDa. Ideal para estudos de neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC6A9 Rabbit pAb
Observações/Alias	GLYT1; GCENSG; SLC6A9
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6536
ID do Gene	6536
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-110 do SLC6A9 humano (NP_964012.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P48067
Peso Molecular da Proteína	78kDa
Envio	Bolsa de gelo