

Anti-Slc7A11/Xct [Validado Por Kd] Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb - Q9Upy5

Número do item: CM0008179



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado direcionado ao SLC7A11/xCT (transportador de cistina/glutamato). Adequado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade humana, de camundongo e rato. Imunogênio de proteína recombinante. 55 kDa. Ideal para pesquisas sobre ferroptose e redox.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] SLC7A11/xCT mAb de Coelho
Observações/Apelido	xCT; CCBRI; SLC7A11/xCT
Espécie	Humano
GeneID	23657
Imunogênio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UPY5
Peso da Proteína	55 kDa
Envio	Saco com gelo