

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Slc7A11/Xct Para Wb E Elisa - Q9Upy5

Número do item: CM0012833



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SLC7A11/xCT humano, validado para WB e ELISA. Reatividade cruzada com camundongo e rato. Não conjugado, 55 kDa. Ideal para estudos de estresse oxidativo, ferroptose e transporte de aminoácidos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC7A11/xCT Rabbit pAb
Observações/Alias	xCT; CCBRL1; SLC7A11/xCT
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23657
GeneID	23657
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 de SLC7A11/xCT humano (NP_055146.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UPY5
Peso da Proteína	55 kDa
Envio	Bolsa de gelo