

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Slc8A2 (Ncx2) Para Wb, Elisa - Q9Upr5

Número do item: CM0014580

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SLC8A2 (NCX2) humano, validado para WB e ELISA. Tem como alvo o trocador 2 de sódio/cálcio, um regulador essencial da homeostase neuronal de Ca²⁺, da plasticidade sináptica e da excreção urinária de íons.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	SLC8A2 pAb de coelho
Observações/Alias	NCX2; SLC8A2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6543
GeneID	6543
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 360-450 de SLC8A2 humano (NP_055878.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	Q9UPR5
Peso da proteína	100 kDa
Envio	Gelo reutilizável