


Anticorpo Policlonal Anti-Slc9A3R2 Para Wb, Elisa - Q15599

Número do item: CM0021505



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o SLC9A3R2 (NHERF2), validado para WB e ELISA. Esta proteína de andaime liga proteínas da membrana plasmática ao citoesqueleto de actina e regula a expressão superficial. Ideal para pesquisa em sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC9A3R2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SIP1; OCT52; SIP-1; TKA-1; E3KARP; NHE3RF2; NHERF-2; SLC9A3R2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9351
ID do Gene	9351
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 180-300 do SLC9A3R2 humano (NP_001123484).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q15599
Peso Proteico	37kDa
Envio	Saco de gelo