

Anti-Slc9A6 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q92581

Número do item: CM0027447

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-SLC9A6 para WB e ELISA, reage cruzadamente com camundongo. Detecta o trocador de sódio/hidrogênio 6, envolvido na regulação do pH endossomal e no neurodesenvolvimento. Ideal para pesquisas em neurociência e transporte de íons.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC9A6 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MRSA; NHE6; MRXSCH; SLC9A6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10479
GeneID	10479
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 542-701 do SLC9A6 humano (NP_001036002.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q92581
Peso da Proteína	78kDa
Envio	Saco de gelo