

Anticorpo Policlonal Anti-Slco1A2 Para Wb, Elisa - P46721

Número do item: CM0028617

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SLCO1A2 (OATP1A2) humano, validado para WB e ELISA, com reação cruzada com rato. Para estudo do transporte de ânions orgânicos, absorção de fármacos e homeostase de ácidos biliares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLCO1A2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	OATP; OATP-A; OATP1A2; SLC21A3; SLCO1A2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6579
ID do Gene	6579
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência nos aminoácidos 400-500 do SLCO1A2 humano (NP_066580.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P46721
Peso da Proteína	74kDa
Envio	Bolsa de gelo