

Anticorpo Policlonal Anti-Slco1B1 Para Wb, Elisa - Q9Y6L6

Número do item: CM0024583



introdução

SLCO1B1 pAb de Coelho, validado para WB e ELISA, detecta SLCO1B1 humano (OATP-C) com reatividade cruzada para camundongo e rato. Explore o transporte hepático de ânions orgânicos e a farmacologia de estatinas com este anticorpo transportador de 76 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	SLCO1B1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	LST1; HBLRR; LST-1; OATP2; OATPC; OATP-C; OATP1B1; SLC21A6; SLCO1B1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10599
GeneID	10599
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 597-691 do SLCO1B1 humano (NP_006437.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y6L6
Peso Proteico	76kDa
Remessa	Saco de Gelo