

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Slco3A1 Para Wb, Elisa - Q9Uig8

Número do item: CM0016075

introdução

O anticorpo policlonal de coelho contra SLCO3A1 (OATP-D, OATP3A1) da CamelBio é validado para WB e ELISA. Detecta SLCO3A1 humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre transportadores de ânions orgânicos e estudos de distribuição tecidual.

Saiba mais

Parâmetro	Valor
Nome do produto	SLCO3A1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	OATPD; OATP-D; OATP3A1; OATPRP3; OATP-RP3; SLC21A11; SLCO3A1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	28232
GeneID	28232
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9UIG8
Peso da proteína	77kDa
Envio	Bolsa de gelo