

## Anticorpo Policlonal Anti-Slco6A1 Para Wb, Elisa - Q86Ug4

Número do item: CM0015746

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SLCO6A1 humano (OATP6A1, CT48), validado para WB e ELISA. Detecta humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de antígeno câncer/testículo e transportador de ânions orgânicos.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | SLCO6A1 pAb de Coelho                                                                                                        |
| Observações/Apelido | GST; CT48; OATPY; OATP-I; OATP6A1; SLCO6A1                                                                                   |
| Espécie             | Humano                                                                                                                       |
| GeneID (Humano)     | 133482                                                                                                                       |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 480-580 do SLCO6A1 humano (NP_775759.3) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                       |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                     |
| SWISS               | Q86UG4                                                                                                                       |
| Peso da Proteína    | 79kDa                                                                                                                        |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                 |