

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Slfn11 Para Wb, If/Icc, Ip E Elisa - Q7Z7L1

Número do item: CM0006498



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-SLFN11 de alta qualidade, validado para WB, IF/ICC, IP e ELISA. Tem como alvo a SLFN11 humana (103 kDa) para pesquisas sobre danos ao DNA, atividade antiviral e estresse de replicação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	SLFN11 Rabbit mAb
Observações/alias	SLFN8/9
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	91607
ID do gene	91607
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 132-328 da SLFN11 humana (NP_689483.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	Q7Z7L1
Peso da proteína	103 kDa
Envio	Bolsa de gelo