


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Slfn11 Para Wb, Elisa - Q7Z7L1

Número do item: CM0020936



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho anti-SLFN11 validado para WB, ELISA em amostras humanas. Tem como alvo a SLFN11 humana, um inibidor da replicação de DNA e fator de restrição antiviral. Ideal para pesquisa em danos ao DNA e estudos antivirais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	SLFN11 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SLFN8/9; SLFN11
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	91607
GeneID	91607
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 132-328 da SLFN11 humana (NP_689483.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q7Z7L1
Peso Proteico	103kDa
Envio	Bolsa de gelo