


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Slfn12 Para Wb E Elisa - Q8Iym2

Número do item: CM0019689



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra SLFN12 humano, validado para Western blot e ELISA. Ideal para estudar vias de apoptose induzida por estrogênio, degradação de rRNA e diferenciação celular. SWISS: Q8IYM2.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLFN12 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SLFN3; SLFN12
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55106
ID do Gene	55106
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 320-390 do SLFN12 humano (NP_001275938.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8IYM2
Peso Proteico	67kDa
Envio	Saco de Gelo