


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Slirp Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Gzt3

Número do item: CM0018519



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SLIRP humano, uma proteína de ligação ao RNA mitocondrial e correpressora de receptores nucleares. Validado para WB, IHC-P e ELISA, com reatividade cruzada para humano e camundongo. Ideal para estudar a regulação transcricional mediada por SRA e a função mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	SLIRP Rabbit pAb
Observações/Alias	DC50; PD04872; C14orf156; SLIRP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	81892
GeneID	81892
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência localizada entre os aminoácidos 1-100 de SLIRP humano (NP_112487.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9GZT3
Peso da proteína	12 kDa
Envio	Bolsa de gelo