

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Slit1 Para Wb, Elisa - 075093

Número do item: CM0022520

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-SLIT1 (O75093) validado para WB e ELISA. Reconhece a SLIT1 humana, um sinal de orientação secretado envolvido no desenvolvimento neural. Ideal para pesquisa em neurociência e desenvolvimento de ensaios de DIV.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	SLIT1 Rabbit pAb
Observações/aliás	MEGF4; SLIL1; SLIT3; SLIT-1; SLIT1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	6585
GeneID	6585
Imunógeno	Proteína recombinante proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1315-1534 da SLIT1 humana (NP_003052.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	O75093
Peso da proteína	168 kDa
Envio	Bolsa de gelo