


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Slit2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O94813

Número do item: CM0010573



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra Slit2 humano (O94813). Validado para WB, IHC-P e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Tem como alvo uma pista de orientação secretada envolvida na navegação axonal e migração celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho Anti-Slit2
Observações/Apelido	SLIL3, Slit-2, Slit2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9353
GeneID	9353
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 1400-1500 do Slit2 humano (O94813)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O94813
Peso Proteico	170 kDa
Envio	Em saco de gelo