

Anticorpo Policlonal Anti-Slitrk6 Para Wb, Elisa - Q9H5Y7

Número do item: CM0026480

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho SLITRK6 validado para aplicações WB e ELISA. Reconhece SLITRK6 humano, de camundongo e de rato, um regulador de crescimento de neurites ligado à audição e visão. Adequado para pesquisas de neurologia e sensoriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLITRK6 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DFNMYP; SLITRK6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84189
GeneID	84189
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 621-816 do SLITRK6 humano (NP_115605.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H5Y7
Peso da Proteína	95kDa
Envio	Saco com gelo