

## Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Slmap Para Wb, Elisa - Q14Bn4

Número do item: CM0022018



### introdução

Anticorpo policloonal de coelho contra a proteína SLMAP humana. Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Útil para investigar a sinalização Hippo e o controle do crescimento celular.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | SLMAP Rabbit pAb                                                                                                           |
| Observações/Apelido | SLAP; SLMAP                                                                                                                |
| Espécie             | Humano                                                                                                                     |
| ID do Gene (Humano) | 7871                                                                                                                       |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 540-790 da SLMAP humana (NP_009090.2) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                     |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                   |
| SWISS               | Q14BN4                                                                                                                     |
| Peso da Proteína    | 95kDa                                                                                                                      |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                              |