

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Slp2 Para Western Blot E Elisa - Q9Ujz1

Número do item: CM0003237

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-SLP2 de alta especificidade validado para WB e ELISA. Visa o SLP2 humano com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa mitocondrial e desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLP2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	SLP-2; HSPC108; SLP2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	30968
GeneID	30968
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 10-130 do SLP2 humano (Q9UJZ1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UJZ1
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco com gelo