

Anticorpo Policlonal Anti-Slpi De Coelho Para Wb, Elisa - P03973

Número do item: CM0024384



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-SLPI validado para WB, ELISA. Detecta antileucoproteinase em humano, camundongo, rato; um inibidor de protease de 14 kDa da imunidade inata. Para pesquisa de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLPI pAb de Coelho
Observações/Apelido	ALP; MPI; ALK1; BLPI; HUSI; WAP4; WFDC4; HUSI-I; SLPI
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6590
GeneID	6590
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P03973
Peso da Proteína	14kDa
Envio	Saco de gelo