

Anticorpo Policlonal Anti-Slug Para Wb E Elisa - 043623

Número do item: CM0015127

introdução

Slug Rabbit pAb é um anticorpo policlonal produzido contra a proteína Slug humana recombinante (aa1-150). Validado para WB e ELISA, reage com amostras humanas e de camundongo. Ideal para estudos de MET, desenvolvimento da crista neural e metástase cancerígena.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Slug Rabbit pAb
Observações/Alias	SLUG; WS2D; SLUGH; SLUGH1; SNAIL2; Slug
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6591
GeneID	6591
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-150 da Slug humana (NP_003059.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O43623
Peso da Proteína	30kDa
Transporte	Bolsa de gelo