

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Slug Para Wb E Elisa - O43623

Número do item: CM0010862

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o Slug humano (SNAI2) para WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano e camundongo. Ideal para estudos de EMT, desenvolvimento da crista neural e pesquisa oncológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Slug Rabbit mAb
Observações/Apelido	SLUG; WS2D; SLUGH; SLUGH1; SNAI2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6591
GeneID	6591
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O43623
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Saco de gelo