

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Slug Para Wb, Ihc-P, Elisa - 043623

Número do item: CM0018297

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Slug validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta Slug/SNAI2 em Humano, Rato, Camundongo. Ideal para pesquisa de EMT e câncer. - 043623

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Slug Rabbit pAb
Observações/Apelido	SLUG; WS2D; SLUGH; SLUGH1; SNAIL2; Slug
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6591
ID do Gene	6591
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 21-120 do Slug humano (NP_003059.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Camundongo
SWISS	O43623
Peso Proteico	30kDa
Envio	Saco de gelo