


Anticorpo Policlonais Anti-Smac/Diablo Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Nr28

Número do item: CM0018948



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao Smac/Diablo humano (SMAC; DFNA64) para WB, IHC-P, IP, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de apoptose e interação com IAP.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Smac/Diablo Rabbit pAb
Observações/Alias	SMAC; DFNA64; Smac/Diablo
Espécie	Humano
GeneID (humano)	56616
GeneID	56616
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 56-239 do Smac/Diablo humano (NP_063940.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NR28
Peso Proteico	27kDa
Transporte	Saco de gelo