


Anticorpo Monoclonal Anti-Smad1 (Validado Por Ko) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15797

Número do item: CM0007686



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por nocaute (KO) contra Smad1 humano, adequado para Western blot (WB), imunofluorescência/imunocitoquímica (IF/ICC) e ELISA. Detecta Smad1 nas espécies humana e de camundongo. Smad1 é um modulador transcricional chave nas vias de sinalização BMP envolvidas no desenvolvimento embrionário e na diferenciação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] Smad1 Anticorpo mAb de Coelho
Observações/Apelido	BSP1; JV41; BSP-1; JV4-1; MADH1; MADR1; d1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4086
GeneID	4086
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 160-260 do Smad1 humano (NP_001003688.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q15797
Peso Proteico	52kDa
Envio	Saco de Gelo