


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Smad1 (Validado Por Ko) Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q15797

Número do item: CM0006807



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KO direcionado ao Smad1 humano (Q15797). Adequado para WB, IHC-P, IP, ELISA; reage de forma cruzada com humano e camundongo. Ideal para pesquisa de sinalização BMP, biologia do desenvolvimento e estudos de homeostase tecidual.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] Anticorpo Monoclonal de Coelho Smad1
Observações/Apelido	BSP1; JV41; BSP-1; JV4-1; MADH1; MADR1; d1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4086
ID do Gene	4086
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-240 do Smad1 humano (NP_005891.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q15797
Peso Proteico	52kDa
Envio	Em saco de gelo