


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Smad1/Smad5/Smad9 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15797/Q99717/O15198

Número do item: CM0024699



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Smad1/Smad5/Smad9, validado para WB, IF/ICC, ELISA em amostras humanas e de camundongo. Adequado para pesquisa de sinalização BMP, desenvolvimento embrionário e estudos de diferenciação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Smad1/Smad5/Smad9 Rabbit pAb
Observações/Alias	Smad1/Smad5/Smad9
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4086/4090/4093
ID do Gene	4086/4090/4093
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 19-125 de Smad1/Smad5/Smad9 humano (NP_005891.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q15797/Q99717/O15198
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Bolsa de gelo