


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Smad2 (Validado Por Ko) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15796

Número do item: CM0025803



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO contra Smad2 humano, adequado para aplicações em WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em sinalização TGF-beta e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	[Validado por KO] Smad2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	JV18; LDS6; CHTD8; MADH2; MADR2; JV18-1; hMAD-2; hSMAD2; d2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4087
ID do Gene	4087
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do Smad2 humano (NP_005892.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15796
Peso Proteico	52kDa
Envio	Saco de Gelo