


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Smad2/Smad3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15796/P84022

Número do item: CM0019884



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SMAD2/SMAD3, adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta SMAD2/SMAD3 humano, de camundongo e rato. Alta especificidade para pesquisa de sinalização TGF-beta e estudos de câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SMAD2/SMAD3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HSPC193; Hst17436; JV15-2; LDS1C; LDS3; MADH3; SMAD2/SMAD3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4087/4088
GeneID	4087/4088
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 150-270 do SMAD2/SMAD3 humano (NP_005893.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA	
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15796/P84022
Peso da Proteína	48kDa/52kDa/25kDa/35kDa/43kDa
Envio	Saco com gelo