


Anticorpo Monoclonal Anti-Smad3 (Validado Por Ko) Para Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - P84022

Número do item: CM0006476



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade direcionado ao Smad3 humano (P84022). Validado por KO para Western blot, imunoprecipitação, imuno-histoquímica e ELISA. Adequado para investigar a transcrição mediada por TGF- β e a condrogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] Anticorpo monoclonal de coelho anti-Smad3
Observações/Apelido	LDS3; mad3; LDS1C; MADH3; JV15-2; hMAD-3; hSMAD3; HSPC193; HsT17436; d3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4088
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 119-219 do Smad3 humano (NP_005893.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P84022
Peso Proteico	48kDa
Envio	Saco de gelo