


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Smad3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P84022

Número do item: CM0022715



introdução

Anticorpo policlonado de coelho anti-Smad3 de alta qualidade validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA em humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização TGF-beta e regulação transcrricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Smad3 Rabbit pAb
Observações/Alias	LDS3, mad3, LDS1C, MADH3, JV15-2, hMAD-3, hSMAD3, HSPC193, HsT17436, Smad3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4088
GeneID	4088
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 150-250 da Smad3 humana (NP_005893.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P84022
Peso da Proteína	48kDa
Transporte	Bolsa de gelo