


Anticorpo Policlonal Anti-Smad4 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q13485

Número do item: CM0025045



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Smad4 humano (SWISS: Q13485) para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Validado para humano, camundongo e rato. Reagente chave para pesquisa em sinalização TGF-beta e supressão tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Smad4 Rabbit pAb
Observações/Alias	JIP; DPC4; MADH4; MYHRS; Smad4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4089
GeneID	4089
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 320-552 do Smad4 humano (NP_005350.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13485
Peso da Proteína	60 kDa
Envio	Bolsa de gelo