


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Smad5 (Validado Por Ko) Para Wb, Elisa - Q99717

Número do item: CM0007071



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Smad5 validado para WB e ELISA, reconhecendo Smad5 humano, de camundongo e de rato. Um fator de transcrição essencial na sinalização de BMP, envolvido no desenvolvimento e na angiogénese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	[Validado por KO] mAb de coelho anti-Smad5
Observações/Alcunha	DWFC; JV5-1; MADH5; d5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4090
GeneID	4090
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 186-260 do Smad5 humano (NP_005894.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q99717
Peso da proteína	52 kDa
Envio	Bolsa de gelo