


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Smad5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q99717

Número do item: CM0023165



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Smad5, validado para WB, IHC-P, ELISA em humano, rato, camundongo. Reconhece o membro 5 da família SMAD de 52 kDa, um regulador transcricional chave na sinalização e metabolismo de BMP.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Smad5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DWFC; JV5-1; MADH5; Smad5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4090
ID do Gene	4090
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 186-465 do Smad5 humano (NP_005894.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99717
Peso Proteico	52kDa
Envio	Saco de Gelo