


Anticorpo Policlonal Anti-Smad9 Para Ihc-P E Elisa - 015198

Número do item: CM0029579



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao SMAD9 humano (Smad8), verificado para IHC-P e ELISA. Detecta SMAD9 em amostras humanas, de rato e de camundongo. Adequado para estudos da via de sinalização BMP e pesquisas de regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Smad9 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PPH2; MADH6; MADH9; SMAD8; SMAD8A; SMAD8B; SMAD8/9; Smad9
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4093
GeneID	4093
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do Smad9 humano (NP_005896.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O15198
Peso Proteico	52kDa
Envio	Saco de Gelo