


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Smap1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Iyb5

Número do item: CM0021449



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-SMAP1 de alta qualidade para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Reage cruzadamente com SMAP1 humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudar endocitose dependente de clatrina e eritropoiese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SMAP1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SMAP-1; SMAP1
Espécie	Humano
ID do Gene	60682
Imunogênio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8IYB5
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Saco com gelo