

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Smarca1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P28370

Número do item: CM0013179

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SMARCA1 humano (remodelador da cromatina relacionado a SWI/SNF). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Detecta SMARCA1 humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de regulação epigenética e transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SMARCA1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	SWI; ISWI; SWI2; SNF2L; SNF2L1; SNF2LB; SNF2LT; hSNF2L; NURF140; SMARCA1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	6594
GeneID	6594
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 de SMARCA1 humano (NP_003060.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P28370
Peso da Proteína	123 kDa
Envio	Bolsa de gelo