


## Anticorpo Monoclonal Anti-Smarca2 / Brm Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Chip, Elisa - P51531

Número do item: CM0007054



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra SMARCA2/BRM humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ChIP e ELISA. Alvo ATPase envolvido na remodelação da cromatina, útil para pesquisa em transcrição e neurodesenvolvimento.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | SMARCA2 / BRM Rabbit mAb                                                                |
| Observações/Apelidos | BIS; BRM; SNF2; SWI2; hBRM; NCBRS; Sth1p; BAF190; SNF2L2; SNF2LA; hSNF2a; SMARCA2 / BRM |
| Espécie              | Humano                                                                                  |
| GeneID (Humano)      | 6595                                                                                    |
| GeneID               | 6595                                                                                    |
| Imunógeno            | Peptídeo sintético                                                                      |
| Origem               | Coelho                                                                                  |
| Categoria            | Anticorpos Monoclonais                                                                  |
| Aplicação            | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ChIP, ELISA                                                      |
| Reatividade Cruzada  | Humano                                                                                  |
| SWISS                | P51531                                                                                  |
| Peso da Proteína     | 181kDa                                                                                  |
| Envio                | Bolsa de gelo                                                                           |