

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Smarca5/Snf2H Para Wb, If/Icc, Elisa - O60264

Número do item: CM0010255



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra SMARCA5/SNF2H humano (O60264). Validado para WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre remodelamento da cromatina e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho SMARCA5/SNF2H
Observações/Apelidos	ISWI, SNF2H, hISWI, hSNF2H, WCRF135, SMARCA5/SNF2H
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8467
GeneID	8467
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 953-1052 de SMARCA5/SNF2H humano (O60264).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	O60264
Peso da proteína	122 kDa
Transporte	Bolsa de gelo