


Anticorpo Monoclonal Anti-Smarcad1 Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9H4L7

Número do item: CM0005410



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao SMARCAD1 humano, validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Detecta SMARCAD1 em amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para estudos de remodelação da cromatina e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho SMARCAD1
Observações/Apelido	HRZ; TYS; ETL1; HEL1; ADERM; BASNS
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	56916
GeneID	56916
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 928-1026 do SMARCAD1 humano (NP_064544.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H4L7
Peso Proteico	68 kDa / 117 kDa
Transporte	Saco de Gelo