


Anticorpo Policlonal Anti-Smarcad1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H4L7

Número do item: CM0028774



introdução

pAb de coelho SMARCAD1 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Alvos humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisa de remodelação de cromatina e reparo de DNA. Proteína de 117 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho SMARCAD1
Observações/Alíase	HRZ; TYS; ETL1; HEL1; ADERM; BASNS; SMARCAD1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	56916
ID do Gene	56916
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 de SMARCAD1 humano (NP_001121901.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H4L7
Peso da Proteína	117kDa
Envio	Bolsa de gelo